

PERL - Photon Emission Resonant Light

est un appareil électronique sans contact et non invasif qui émet un champ électromagnétique pulsé, communément appelé PEMF (Pulsed Electro Magnetic Field).

**Lampe Plasma Équidistante
Radiation sur les 3 dimensions**

**Boîtier d'alimentation de
la lampe et générateur
d'émission**

**On / Off - Led indiquant
fonctionnement de l'appareil**



Il génère une charge électrostatique au niveau cellulaire avec la capacité de créer un environnement optimal pour un changement bénéfique. Les fréquences particulières portées par l'émission du tube de plasma ne ciblent pas seulement la zone à problème mais aident à conduire l'ensemble de l'organisme à un niveau d'homéostasie.

L'un des plus grands avantages du PERL est que vous bénéficiez de tous ces bienfaits tout en ayant une liberté de mouvement totale dans un rayon de 9 mètres autour de l'appareil.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Le corps étant de nature énergétique, chaque cellule et chaque organe a une fréquence spécifique à laquelle il vibre lorsqu'il fonctionne correctement. L'émission de fréquences du PERL a la capacité d'accorder les cellules et les systèmes organiques par un processus appelé "entraînement". Au fur et à mesure que les fréquences sont diffusées, le corps les harmonise pour des bénéfices optimaux.

Dans le cas de micro-organismes pathogènes, la fréquence émise par le PERL va les cibler, les détruire et les éliminer sous forme de débris.



1914 Route d'Avignon 84320
Entraigues sur la sorgue
04 90 23 77 20



Jérôme Bouyer
Business Developer BioRNTECH
+33 6 62 69 54 51
bouyer@biorntech.fr