


# FTB121a F-SCAN MinDevice

est un générateur de fréquences est utilisable pour une seule séquence préprogrammée.

## Connexion miniUSB

Pour connexion au logiciel PC  
Pour recharge batterie interne

Voyants indiquant le statut  
des programmes



Interrupteur multifonctions de  
mise en route et de  
programmation

Boîtier très compact de petite  
taille (106 x 66 mm épaisseur 9  
mm)

Doc pour carte SIM  
Téléchargement des programmes

Une séquence chargée reste dans le générateur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle application.

Une séquence d'application peut comprendre de 1 à 50 fréquences.

## COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Le MinDevice F-SCAN peut être chargé avec une séquence de fréquences spécifique à l'aide de la carte à puce FTB313 chargée à partir d'un : F-SCAN COMPACT, F-SCAN MOBILE, F-SCAN3, F-SCAN4, F-SCAN5.

Batterie rechargeable intégrée, 4.5 heures d'autonomie, avec chargeur sortie USB ou PC.

Largeur de bande de 1 mégahertz

Stabilité de la fréquence 30ppm

Niveau de sortie réglable en 3 étapes jusqu'à 12Vpp avec interrupteur marche-arrêt à fonctionnalités multiples

Signal de sortie carré décalé en courant continu

LED pour la sortie du signal

Utilisation pratique : Chargement de la fréquence personnalisée après scan du patient. Ce dernier l'appliquera seul entre 2 séances chez le praticien.



1914 Route d'Avignon 84320  
Entraigues sur la sorgue  
04 90 23 77 20



**Jérôme Bouyer**

Business Developer BioRNTECH

+33 6 62 69 54 51

bouyer@biorntech.fr